


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Lamp1/Cd107A Conjugado Con Para If/Icc, Fc - P11438

Número de artículo: CM0011296



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra LAMP1/CD107a de ratón para inmunofluorescencia y citometría de flujo. Ideal para estudios de biogénesis de lisosomas, autofagia y citotoxicidad de células NK. Reacciona de forma cruzada con ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-ratón LAMP1/CD107a conjugado con
Observaciones/Alias	P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3916
GeneID (Ratón)	16783
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 208-363 de LAMP1/CD107a de ratón (NP_034814.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P11438
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo