


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Lamp1/Cd107A Para If/Icc, Fc - P11438

Número de artículo: CM0006197



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra LAMP1/CD107a de ratón.

Validado para aplicaciones de inmunofluorescencia y citometría de flujo, ideal para estudiar biología de lisosomas, autofagia y citotoxicidad de células NK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal Conejo anti-Ratón LAMP1/CD107a
Observaciones/Alias	P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	3916
ID del Gen	16783
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 208-363 de LAMP1/CD107a de ratón (NP_034814.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P11438
Peso Molecular de la Proteína	43kDa
Envío	Bolsa de hielo