

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ly-49D De Ratón Para Fc - Q60651

Número de artículo: CM0011832

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a Ly-49D (KLRA4) de ratón, validado para el análisis por citometría de flujo de la expresión del receptor de células NK. Reacciona con muestras de ratón. Ideal para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Ly-49D de ratón
Observaciones/Alias	Chok; Ly49d; Klra32; Klra33; Ly-49d; ly49r<129>
Especie	Ratón
ID del gen	16635
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 66-263 de Ly-49D de ratón (NP_001239506.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q60651
Peso de la proteína	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo