

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ly-49D De Ratón Para Citometría De Flujo - Q60651

Número de artículo: CM0011613

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra Ly-49D de ratón (receptor 4 de tipo lectina de las células citolíticas). Validado para citometría de flujo, ideal para estudios de receptores de células NK y perfiles inmunitarios.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Ly-49D de ratón
Observaciones/Alias	Chok; Ly49d; Klra32; Klra33; Ly-49d; ly49r<129>
Especie	Ratón
GenelD	16635
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 66-263 de Ly-49D de ratón (NP_001239506.1)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q60651
Peso de la proteína	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo