

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Ly-6A/E (Sca-1) Para Fc - P08648

Número de artículo: CM0010275



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra Ly-6A/E (Sca-1) de ratón para citometría de flujo. Validado para muestras de ratón, ideal para investigación en células madre e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ratón Ly-6A/E (Sca-1)
Observaciones/Alias	TAP; Sca1; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1
Especie	Ratón
GeneID	110454
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P08648
Peso Proteico	114kDa
Envío	Bolsa de hielo