

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Ly-6A/E (Sca-1) Conjugado Con Para Citometría De Flujo - P05533

Número de artículo: CM0011491



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el Ly-6A/E (Sca-1) de ratón, validado para citometría de flujo. Reacciona con ratón. Ideal para investigación de células madre y células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-ratón Ly-6A/E (Sca-1) conjugado con
Observaciones/Alias	TAP; Sca1; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1
Especie	Ratón
GeneID	110454
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-111 del Ly-6A/E (Sca-1) de ratón (NP_034868.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P05533
Peso Proteico	114kDa
Envío	Bolsa de hielo