

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ly-6A/E De Ratón (Sca-1) Para Citometría De Flujo - P08648

Número de artículo: CM0009946



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PerCP/Cianina5.5 que se dirige al Ly-6A/E de ratón (Sca-1). Validado para citometría de flujo, reacciona con ratón, 115kDa. Adecuado para la investigación de células madre y hematopoyética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PerCP/Cianina5.5 Conejo anti-Ly-6A/E de ratón (Sca-1) mAb
Observaciones/Alias	TAP; Sca1; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1
Especie	Ratón
ID de gen	110454
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-111 del Ly-6A/E de ratón (Sca-1) (NP_034868.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P08648
Peso proteico	115kDa
Envío	Bolsa de hielo