

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pd-L2/Cd273/B7-Dc De Ratón Para Citometría De Flujo - Q9Wul5

Número de artículo: CM0004794



### Introducción

Anticuerpo monoclonal conjugado de conejo anti-PD-L2 (CD273/B7-DC) de ratón para citometría de flujo. Valida la expresión de PD-L2 en investigación de tolerancia inmune y cáncer. Específico para muestras de ratón - Q9WUL5

[Aprende más](#)

| Parámetro            | Valor                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto  | mAb Rabbit anti-Mouse PD-L2/CD273/B7-DC                                                                                                         |
| Observaciones/Alias  | Btdc; B7-DC; PD-L2; F730015O22Rik                                                                                                               |
| Especie              | Ratón                                                                                                                                           |
| ID genético (Humano) | 80380                                                                                                                                           |
| ID genético          | 58205                                                                                                                                           |
| Inmunógeno           | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-123 de PD-L2/CD273/B7-DC de ratón (NP_067371.1) |
| Origen               | Conejo                                                                                                                                          |
| Categoría            | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                        |
| Aplicación           | FC (Citometría de flujo)                                                                                                                        |
| Reactividad cruzada  | Ratón                                                                                                                                           |
| SWISS                | Q9WUL5                                                                                                                                          |
| Peso de la proteína  | 28kDa                                                                                                                                           |
| Envío                | Bolsa de hielo                                                                                                                                  |