

Rabbit Anti-Mouse Rank/Cd265 Mab Para Fc - 035305

Número de artículo: CM0004187



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra RANK/CD265 de ratón, validado para citometría de flujo (FC). Ideal para estudios de osteoclastogénesis e interacción de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Rabbit anti-Mouse RANK/CD265 mAb
Observaciones/Alias	OFE; ODFR; Rank; Ly109; mRANK; TRANCE-R
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	8792
GeneID	21934
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-213 de RANK/CD265 de ratón (NP_033425.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	O35305
Peso proteico	67kDa
Envío	Bolsa de hielo