

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rank/Cd265 De Ratón Para Fc - O35305

Número de artículo: CM0008760



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra RANK/CD265 de ratón (TNFRSF11A) para citometría de flujo (FC). Reconoce RANK de ratón, esencial para la osteoclastogénesis y la regulación inmunitaria. Validado para muestras de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-RANK/CD265 de ratón
Observaciones/Alias	OFE; ODFR; Rank; Ly109; mRANK; TRANCE-R
Especie	Ratón
GeneID (humano)	8792
GeneID	21934
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-213 de RANK/CD265 de ratón (NP_033425.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	O35305
Peso de la proteína	67kDa
Envío	Bolsa de hielo