

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rank/Cd265 De Ratón Para Citometría De Flujo - 035305

Número de artículo: CM0004422



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra RANK/CD265 (TNFRSF11A) de ratón, validado para citometría de flujo. Adecuado para el estudio de la diferenciación de osteoclastos y las interacciones entre linfocitos T y células dendríticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-RANK/CD265 de ratón
Observaciones/Alias	OFE; ODFR; Rank; Ly109; mRANK; TRANCE-R
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	8792
GeneID	21934
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-213 de RANK/CD265 de ratón (NP_033425.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	035305
Peso de la proteína	67kDa
Envío	Bolsa de hielo