


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón S100A9 Conjugado Con Para Citometría De Flujo (Intracelular) - P31725

Número de artículo: CM0008501



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra S100A9 de ratón (Calgranulina-B/MRP14) para citometría de flujo intracelular. Validado en ratón. S100A9 funciona en la respuesta inflamatoria y la regulación inmune. 13 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ratón S100A9 conjugado con
Observaciones/Alias	p14; Cagb; GAGB; L1Ag; BEE22; MRP14; 60B8Ag
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	6280
GeneID	20202
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-113 de S100a9 de ratón (NP_033140.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF (intra)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P31725
Peso proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo