


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón S100A9 Para Citometría De Flujo (Intracelular) - P31725

Número de artículo: CM0005901



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra S100A9 de ratón (MRP14, calgranulina-B, p14). Diseñado para citometría de flujo intracelular, permitiendo la detección del complejo de calprotectina en leucocitos. Adecuado para investigación en inflamación, inmunología y antimicrobianos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb conejo anti-ratón S100A9
Observaciones/Alias	p14; Cagb; GAGB; L1Ag; BEE22; MRP14; 60B8Ag
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	6280
ID de Gen	20202
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-113 del S100a9 de ratón (NP_033140.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P31725
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo