

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-T-Bet/Tbx21 De Ratón Para Citometría De Flujo Intracelular - Q9Jkd8

Número de artículo: CM0008968



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra T-bet/Tbx21 de ratón, un factor de transcripción del linaje Th1. Validado para citometría de flujo intracelular, permite la detección específica de T-bet en células T de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-T-bet/Tbx21 de ratón
Observaciones/alias	TBT1; Tbet; Tblym
Especie	Ratón
GeneID (humano)	30009
GeneID	57765
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 321-530 de T-bet/Tbx21 de ratón (NP_062380.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9JKD8
Peso de la proteína	58 kDa
Envío	Bolsa de hielo