

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Vcam-1/Cd106 De Ratón Para Cf - P29533

Número de artículo: CM0006129

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-VCAM-1/CD106 de ratón validado para citometría de flujo (CF) en muestras de ratón. Permite investigar la adhesión de leucocitos y la inflamación vascular. UniProt: P29533.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	mAb de conejo anti-VCAM-1/CD106 de ratón
Observaciones/alias	CD106; Vcam-1
Especie	Ratón
ID génico (humano)	7412
ID génico	22329
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-310 de VCAM-1/CD106 de ratón (NP_035823.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P29533
Peso de la proteína	38 kDa/81 kDa
Envío	Bolsa de hielo