

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Vcam-1/Cd106 De Ratón Para Fc - P29533

Número de artículo: CM0005484

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con específico para VCAM-1 (CD106) de ratón, validado para citometría de flujo. Dirige a las vías de adhesión leucocito-endotelial y vigilancia inmunitaria. El inmunógeno recombinante cubre el dominio extracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-VCAM-1/CD106 de ratón
Observaciones/Alias	CD106; Vcam-1
Especie	Ratón
ID del gen (Humano)	7412
ID del gen	22329
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-310 de VCAM-1/CD106 de ratón (NP_035823.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P29533
Peso de la proteína	38kDa/81kDa
Envío	Bolsa de hielo