

Conejo Anti-Ratón Vista Polymab® Para Fc - Q9D659

Número de artículo: CM0008310

Introducción

Conejo anti-Ratón VISTA PolymAb® validado para citometría de flujo. Detecta la proteína VISTA de ratón (34kDa). Un reactivo fiable para la investigación inmunológica y estudios de activación de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-Ratón VISTA PolymAb®
Observaciones/Alias	Dies1; PD-1H; VISTA; 4632428N05Rik
Especie	Ratón
GenelD (humano)	64115
GenelD	74048
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 33-191 de VISTA de ratón (NP_083008.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9D659
Peso proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo