

Conejo Anti-Ratón Vista Polymab® Para Fc - Q9D659

Número de artículo: CM0005267

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra VISTA de ratón (Dies1/PD-1H). Validado para citometría de flujo (FC). Útil para estudiar la supresión de células T, inmunoterapia contra el cáncer y enfermedades autoinmunes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Ratón VISTA PolymAb®
Observaciones/Alías	Dies1; PD-1H; VISTA; 4632428N05Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	64115
GeneID	74048
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 33-191 de VISTA de ratón (NP_083008.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9D659
Peso Molecular de la Proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo