

Conejo Anti-Ratón Vista Polymab® Para Fc - Q9D659

Número de artículo: CM0004975

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra VISTA (PD-1H) de ratón. Validado para citometría de flujo. VISTA es un receptor inhibidor de células T, lo que hace que este anticuerpo sea ideal para la investigación de puntos de control inmunitario.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Ratón VISTA PolymAb®
Observaciones/Alias	Dies1; PD-1H; VISTA; 4632428N05Rik
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	64115
ID del Gen	74048
Inmunógeno	Proteína recombinante/Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 33-191 de VISTA de ratón (NP_083008.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9D659
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo