

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd55 De Ratón/Humano Para Fc - Q61475

Número de artículo: CM0007832

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD55 (DAF) de ratón/humano para citometría de flujo. Reconoce el factor acelerador de la degradación del complemento, anclado a GPI, de 42 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD55 de ratón/humano
Observaciones/alias	Daf; Daf1; Daf-GPI; GPI-DAF
Especie	Ratón
ID del gen (humano)	1604
ID del gen	13136
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-361 de CD55/DAF de ratón (NP_034146.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q61475
Peso de la proteína	42 kDa
Envío	Bolsa de hielo