

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd55 De Ratón/Humano Conjugado Con Para Citometría De Flujo - Q61475

Número de artículo: CM0009231

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD55/DAF de ratón y humano. Validado para citometría de flujo, este regulador del complemento anclado a GPI de 42 kDa reacciona con muestras humanas y de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD55 de ratón/humano
Observaciones/Alias	Daf; Daf1; Daf-GPI; GPI-DAF
Especie	Ratón
ID del gen (Humano)	1604
ID del gen	13136
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-361 del CD55/DAF de ratón (NP_034146.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q61475
Peso proteico	42KDa
Envío	Bolsa de hielo