

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón/Rata Cd27 Para Fc - P41272

Número de artículo: CM0012089

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ratón/rata CD27 para citometría de flujo. Dianas CD27 (TNFRSF7), un receptor de control inmunitario coestimulante. Validado en ratón y rata. Adecuado para estudios de células T, células NK y células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-ratón/rata CD27 mAb
Observaciones/Alias	S152; Tp55; Tnfrsf7
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	939
GeneID	21940
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-182 del CD27 de ratón (NP_001028298.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P41272
Peso proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo