

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd27 De Ratón/ Rata Conjugado Con Para Fc - P41272

Número de artículo: CM0010987

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD27 de ratón/ rata, validado para citometría de flujo (FC). Reconoce el antígeno CD27, un receptor coestimulador de punto de control inmunitario crucial para la activación de células T. Peso molecular: 28 kDa. Reactividad de especies: ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD27 de ratón/ rata conjugado con
Observaciones/Alias	S152; Tp55; Tnfrsf7
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	939
GeneID	21940
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-182 del CD27 de ratón (NP_001028298.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P41272
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo