

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Cd27 De Ratón/ Rata Para Citometría De Flujo - P41272

Número de artículo: CM0004301

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD27 de ratón/ rata, validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar la activación de células T y las vías de puntos de control inmunitario. SWISS: P41272.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Ac. monoclonal conejo anti-CD27 de ratón/ rata
Observaciones/Alias	S152; Tp55; Tnfrsf7
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	939
GeneID (Ratón)	21940
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-182 del CD27 de ratón (NP_001028298.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P41272
Peso proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo