

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón/Rata Cd31/Pecam1 Para Fc - Q08481

Número de artículo: CM0008444

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a CD31/PECAM1 de ratón/rata. Validado para citometría de flujo (FC), reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Inmunógeno: aminoácidos 18-220 del CD31 de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ratón/rata CD31/PECAM1
Observaciones/Alias	Cd31; Pecam; PECAM-1
Especie	Ratón/Rata
GenelD (humano)	5175
GenelD	18613
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-220 del CD31 de ratón (NP_001292086.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q08481
Peso proteico	81 kDa
Envío	Bolsa de hielo