

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Cd31/Pecam1 De Ratón/ Rata Para Citometría De Flujo - Q08481

Número de artículo: CM0010748

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD31/PECAM1 conjugado con para citometría de flujo. Detecta CD31 de ratón y rata, una molécula de adhesión celular crucial para la migración transendotelial de leucocitos y las interacciones célula-célula endoteliales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ac. monoclonal conejo anti-CD31/PECAM1 de ratón/rata
Observaciones/Alias	Cd31; Pecam; PECAM-1
Especies	Ratón
ID Gen (Humano)	5175
ID Gen (Ratón)	18613
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-220 del CD31 de ratón (NP_001292086.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q08481
Peso Molecular de la Proteína	69kDa/77kDa/80kDa/81kDa
Envío	Bolsa de hielo