

Conejo Anti-Ratón/Rata Cd54 Mab - P13597

Número de artículo: CM0012803

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD54 (ICAM-1) de ratón/rata para citometría de flujo. Detecta una molécula de adhesión celular de 59 kDa crítica para la migración de leucocitos y la respuesta inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Ratón/Rata CD54 mAb
Observaciones/Alias	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	3383
ID de Gen	15894
Inmunógeno	Proteína Recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-485 del CD54 de ratón (NP_034623.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P13597
Peso Proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo