

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd54 De Ratón/Rata Para Fc - P13597

Número de artículo: CM0010085

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD54 (ICAM-1) de ratón/rata, validado para citometría de flujo. Adecuado para el estudio de la adhesión leucocitaria, la inflamación y las interacciones entre células inmunitarias. Reacciona con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD54 de ratón/rata
Observaciones/Alias	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2
Especie	Ratón
GeneID (humano)	3383
GeneID	15894
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-485 de CD54 de ratón (NP_034623.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P13597
Peso de la proteína	59 kDa
Envío	Bolsa de hielo