

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd54 De Ratón/Rata Conjugado Con Para Citometría De Flujo - P13597

Número de artículo: CM0008395

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD54 (ICAM-1) de ratón/rata conjugado con para citometría de flujo. Detecta una proteína de ~59 kDa, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la adhesión leucocitaria y la migración transendotelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD54 de ratón/rata
Observaciones/Alias	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2
Especie	Ratón
ID del gen (Humano)	3383
ID del gen (Ratón)	15894
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-485 del CD54 de ratón (NP_034623.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P13597
Peso proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo