

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Myh7/B-Mhc Para Wb, If/Icc, Elisa - P12883

Número de artículo: CM0030330



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MYH7/β-MHC (Miosina-7). Validado para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras de humano, ratón y rata. Ideal para la investigación del músculo cardíaco y esquelético, incluidos los estudios de cardiomiopatía.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MYH7/β-MHC pAb de conejo
Observaciones/Alias	CMH1; MPD1; SPMD; SPMM; CMD1S; MYHCB; CMYP7A; CMYP7B; MYH7/β-MHC
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4625
GeneID	4625
Inmunógeno	Péptido sintético / Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1700-1800 del MYH7/β-MHC humano (NP_000248.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12883
Peso Proteico	223kDa
Envío	Bolsa de hielo