

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Igd De Pnh - Anti-Igd De Pnh

Número de artículo: CM0010799

Introducción

anticuerpo monoclonal de conejo anti-IgD de PNH es un anticuerpo monoclonal para citometría de flujo, reactivo con la IgD de monos cynomolgus y rhesus. Ideal para la investigación de inmunofenotipificación de primates no humanos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	anticuerpo monoclonal de conejo anti-IgD de PNH
Especie	Mono cynomolgus
Inmunógeno	Proteína recombinante de la cadena pesada delta de la inmunoglobulina del mono cynomolgus
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Cynomolgus, rhesus
Envío	Bolsa de hielo