

Rabbit Anti-Nhp Igd Mab - Anticuerpo Monoclonal Nhp Igd

Número de artículo: CM0003985

Introducción

Anticuerpo monoclonal Rabbit anti-NHP IgD para citometría de flujo. Diseñado para la detección de inmunoglobulina D de mono cynomolgus y mono rhesus en la investigación con primates no humanos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Rabbit anti-NHP IgD mAb
Especie	Mono cynomolgus
Inmunógeno	Proteína recombinante de la cadena pesada delta de inmunoglobulina de mono cynomolgus
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	Citometría de flujo (FC)
Reactividad cruzada	Cynomolgus, Rhesus
Envío	Bolsa de hielo