

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Igd De Nhp Conjugado Con Para Citometría De Flujo - Igd De Nhp

Número de artículo: CM0003972

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a la IgD de primates no humanos, adecuado para citometría de flujo (FC) con reactividad cruzada con muestras de mono cinomolgo y mono rhesus.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-IgD de NHP
Especie	Mono cinomolgo
Inmunógeno	Proteína recombinante de la cadena pesada delta de inmunoglobulina de mono cinomolgo
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Cinomialgo, Rhesus
Envío	Bolsa de hielo