


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Orc3 Para Wb, Elisa - Q9Ubd5

Número de artículo: CM0016776



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la ORC3 humana, validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para investigar la función del complejo de reconocimiento de origen, la iniciación de la replicación del ADN y la regulación epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ORC3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LAT; ORC3L; LATHEO; ORC3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	23595
ID del Gen	23595
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 de la ORC3 humana (NP_036513.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UBD5
Peso Molecular	82kDa
Envío	Bolsa de hielo