

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-P70 S6 Kinase 2 Para Wb - Q9Ubs0

Número de artículo: CM0006227

Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo detecta la proteína quinasa S6 ribosomal beta-2 de humano, ratón y rata (p70 S6K2), una quinasa clave de la vía mTOR. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	p70 S6 Kinase 2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	KLS, SRK, S6K2, S6KB, STK14B, S6KI(2), S6Kbeta, p70S6Kb, P70-beta, S6K-beta2, P70-beta-1, P70-beta-2, p70(S6K)-beta, p70 S6 Kinase 2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6199
ID de Gen	6199
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-120 de la p70 S6 Kinase 2 humana (Q9UBS0)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UBS0
Peso Proteico	53 kDa
Envío	Bolsa de hielo