

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Perk Para Wb, Ihc-P, If/Icc Y Elisa - Q9Nzj5

Número de artículo: CM0019889



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PERK humano (EIF2AK3/PEK), adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta PERK humano, de ratón y de rata. Una herramienta clave para la investigación de la respuesta a proteínas mal plegadas y la señalización del estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PERK Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PEK; WRS; PERK
Especie	Humano
GeneID (humano)	9451
GeneID	9451
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 867-1116 de PERK humano (NP_004827.4).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9NZJ5
Peso de la proteína	125 kDa
Envío	Bolsa de hielo