

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cerdo Cd138 Para Fc - K7Gnf5

Número de artículo: CM0009367

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD138 de cerdo (sindecano-1, proteoglicano de 32 kDa) para citometría de flujo. Se dirige al dominio extracelular (aa 23-250, UniProt K7GNF5).

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo anti-cerdo CD138
Observaciones/Alias	SDC1
Especie	Cerdo
ID de gen (Humano)	6382
ID de gen	100519770
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 23-250 del CD138 de cerdo (NP_001230119.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Cerdo
SWISS	K7GNF5
Peso proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo