

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd27 De Cerdo Para Citometría De Flujo - L7Qhb1

Número de artículo: CM0005795

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD27 de cerdo para citometría de flujo. Reconoce el CD27 de cerdo, un receptor de punto de control inmunológico coestimulador. Ideal para estudios de activación y memoria de linfocitos T y vigilancia de linfocitos B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD27 de cerdo
Especie	Cerdo
GeneID (Humano)	939
GeneID	100520023
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-180 de CD27 de cerdo (NP_001265692.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Cerdo
SWISS	L7QHB1
Peso de la proteína	27kDa
Envío	Bolsa de hielo