

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pig Cd3G - Cd3G

Número de artículo: CM0011785

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a CD3G de cerdo para aplicaciones de citometría de flujo. Permite la detección fiable de CD3G en muestras porcinas, adecuado para estudios de inmunofenotipado de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-pig CD3G
Especie	Cerdo
ID de gen (Humano)	917
ID de gen	494013
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD3G de cerdo
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Cerdo
Envío	Bolsa de hielo