

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd3G De Cerdo Conjugado Con - Cd3G

Número de artículo: CM0011730



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD3G de cerdo para citometría de flujo. Específico para muestras porcinas, este anticuerpo ayuda en el análisis de marcadores de superficie de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD3G de cerdo
Especie	Cerdo
ID del Gen (Humano)	917
ID del Gen	494013
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-120 del CD3G de cerdo. (NP_001008686.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Cerdo
Envío	Bolsa de hielo