

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pig Cd4 - Cd4

Número de artículo: CM0008585

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-pig CD4 para citometría de flujo. Validado para muestras de cerdo, inmunógeno del dominio extracelular del CD4 de cerdo. Herramienta fiable para la investigación de células T en modelos porcinos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-pig CD4 mAb
Observaciones/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Especie	Cerdo
ID de gen (Humano)	920
ID de gen	404704
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Cerdo
Envío	Bolsa de hielo