

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd4 De Cerdo Para Citometría De Flujo - Cd4

Número de artículo: CM0007981

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el CD4 de cerdo, diseñado para aplicaciones de citometría de flujo. Reacciona específicamente con el CD4 porcino, permitiendo el perfilado de células inmunitarias en modelos de investigación porcinos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-CD4 de cerdo
Observaciones/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Especie	Cerdo
ID de gen (Humano)	920
ID de gen	404704
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-395 del CD4 de cerdo (NP_001001908.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Cerdo
Envío	Bolsa de hielo