

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd8A Porcino Para Fc - A0A287A9Y5

Número de artículo: CM0011303

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con , específico para CD8a porcino y validado para citometría de flujo. Se dirige a la glucoproteína de superficie de las células T implicada en la inmunidad adaptativa. Ideal para la investigación inmunológica porcina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD8a porcino
Especie	Cerdo
ID del gen (humano)	925
ID del gen	396627
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-184 de CD8a porcino (XP_005662451.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Cerdo
SWISS	A0A287A9Y5
Peso de la proteína	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo