

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd8A De Cerdo Para Citometría De Flujo - A0A287A9Y5

Número de artículo: CM0010808

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD8a de cerdo conjugado con , diseñado específicamente para citometría de flujo. Se dirige a la glicoproteína de superficie de linfocitos T CD8a (SWISS: A0A287A9Y5) con un peso molecular predicho de 26 kDa. Adecuado para detectar linfocitos T citotóxicos en muestras porcinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD8a de cerdo
Especie	Cerdo
ID genético (Humano)	925
ID genético	396627
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-184 de la CD8a de cerdo (XP_005662451.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Cerdo
SWISS	A0A287A9Y5
Peso de la proteína	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo