

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ppbp Para Wb Y Elisa - P02775

Número de artículo: CM0019852



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PPBP humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona con PPBP humano (CXCL7), una quimiocina implicada en la activación de neutrófilos, la defensa antimicrobiana y las actividades de los factores de crecimiento. Adecuado para la investigación de citocinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PPBP Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimos	PPBP; B-TG1; Beta-TG; CTAP-III; CTAP3; CTAPIII; CXCL7; LA-PF4; LDGF; MDGF; NAP-2; PBP; SCYB7; TC1; TC2; TGB; TGB1; THBGB; THBGB1; proteína básica plaquetaria
Especie	Humano
ID del gen	5473 (humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 59-128 de PPBP humano (NP_002695.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P02775
Peso de la proteína	13 kDa
Envío	Bolsa de hielo