

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Puromicina - Puromicina

Número de artículo: CM0012423

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Puromicina conjugado con para citometría de flujo (intracelular). Detección independiente de la especie para ensayos de etiquetado con puromicina. Adecuado para uso como materia prima para IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Rabbit anti-puomycin mAb
Observaciones/Alias	Puromicina
ID de gen (Humano)	CAS:58-58-2
ID de gen	CAS:58-58-2
Inmunógeno	Compuestos químicos correspondientes a puromicina
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo