

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Puromicina - Puromicina

Número de artículo: CM0010539

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra puromicina para citometría de flujo intracelular. La reactividad independiente de la especie permite la detección en todos los modelos. Ideal para el monitoreo de síntesis de proteínas y ensayos de incorporación de puromicina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo anti-puromicina
Observaciones/Alias	Puromicina
ID Gen	CAS:58-58-2
Inmunógeno	Compuestos químicos correspondientes a puromicina
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo