

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Puromicina - Puromicina

Número de artículo: CM0005708

Introducción

Anticuerpo monoclonal conejo anti-puromicina de alta calidad para citometría de flujo (intracelular). Detección independiente de la especie de la puromicina. Ideal para investigación de síntesis proteica y ensayos de incorporación de puromicina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-puromicina
Observaciones/Alias	Puromicina
Especie	Conejo
ID del gen	CAS:58-58-2
Inmunógeno	Compuestos químicos correspondientes a puromicina
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Independiente de la especie
Envío	Bolsa de hielo