

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Ralb Para Wb, Ihc-P, Elisa - P11234

Número de artículo: CM0028205



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RALB, validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta RALB humano, de ratón y rata. Para estudios de apoptosis, migración celular y tráfico de membranas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RALB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RALB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5899
GeneID	5899
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-206 de la RALB humana (NP_002872.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11234
Peso de la proteína	23kDa
Envío	Bolsa de hielo