

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Cd31 De Rata Para Citometría De Flujo - Q3Swt0

Número de artículo: CM0011228

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD31 de rata, validado para citometría de flujo. Reconoce una molécula de adhesión de células endoteliales plaquetarias de 76 kDa involucrada en la migración transendotelial de leucocitos y la adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	mAb Conejo anti-CD31 de Rata
Observaciones/Alias	CD31; Pecam; CD31/PECAM1
Especie	Rata
GeneID (humano)	5175
GeneID	29583
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-585 del CD31 de rata (NP_113779.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	Q3SWT0
Peso Proteico	76kDa
Envío	Bolsa de hielo